

Ūdens attīrīšanas iekārtas



Adrona Onsite+
Adrona Connect



Adrona B30
Adrona Integrity+

JAUNUMS!

- Krāsu displejs
- Tilpuma dozators
- TOC monitors
- Validācijas iespēja
- Mūsdienīgs dizains

Izvēlieties sistēmu atbilstoši Jūsu vajadzībām

Ultrafīra ūdens sagatavošana tieši no krāna ūdens

- **Adrona B30** - paredzēts laboratorijām ar ultrafīra ūdens patēriņu virs 10L dienā
- **Adrona Integrity+** - paredzēts laboratorijām ar ultrafīra ūdens patēriņu zem 10L dienā

Ultrafīra ūdens sagatavošana, izmantojot iepriekš attīrītu ūdeni

- **Adrona Onsite+** - nav nepieciešams pieslēgums ūdens padevei, iekārtu var novietot tieši lietošanas vietā
- **Adrona Connect** - nepieciešams pieslēgums iepriekš attīrīta ūdens padeves sistēmai.

Elektrodejonizācijas modulis tīra ūdens iegūšanai

- **Adrona B30 EDI** - laboratorijām ar lielu attīrīta ūdens patēriņu (vairāk kā 50L dienā)

Izvēlieties konfigurāciju atbilstoši Jūsu pielietojumam

“**Trace**” - neorganisko savienojumu pēdu analizēm

“**HPLC**” - hromatogrāfijai

“**Bio**” - molekulārajai bioloģijai

“**Pure**” - vispārējām laboratorijas vajadzībām